

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Datenblatt | ZVG-Art.Nr. 11003-00 |
|-------------------|---------------------------------|

| |
|--------------------------------|
| Zellstoffwatte in Lagen |
|--------------------------------|

| Produktinformation | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| Eigenschaften | Anwendungsbeispiele | |
| ungebleicht | Kliniken & Praxen | |
| bindet zuverlässig Flüssigkeit | zur Behandlung im Pflegebereich | |
| besonders hautfreundlich | | |
| hygienisch | | |
| | Liefermöglichkeiten | |
| | 1 VE = 15 kg (3 x 5 kg) | |
| | 1 Palette = 20 Karton | |
| | | |
| | | |
| Produktdaten/Testergebnisse | | |
| Eigenschaft | Methode/Prüfvorschrift | 11003-00 |
| Flächengewicht (g/m ²) | DIN 54540 | 25 ± 10 % |
| Absinkdauer (sec.) | DAB 10 | 15 höchstens |
| Absorption (g/g) | DAB 10 | 12 min = 10 |
| Formatlänge (cm) | | 18 ± 3 |
| Formatbreite (cm) | | 18 ± 3 |
| Kartoneinheit (kg) | | 15 ± 5 % |
| Packeinheit (kg) | | 5 ± 5 % |
| | | |
| Zusammensetzung | 100 % Recycling-Fasern | |
| Verpackung | Zuschnitte zu 5 kg in PE-Folie eingeschweißt, 3 Pack pro Karton | |
| Lagerbedingungen | ca. 15-20 °C, relative Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % | |
| | | |
| EAN | 4026899002853 | |
| Zolltarif-Nr. | 48030010 | |
| Ursprungsland | Deutschland | |